



CIRCULAR N° 39
DEPOSITADA EN CASILLERO
FECHA 29/05/08

Unión de Rugby de Buenos Aires

U.R.B.A. - Pacheco de Melo 2120 (1126) Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858 Fax: (011) 4806-9933
e-mail: melo2120@urba.org.ar

Buenos Aires, mayo 23 de 2008.-

Señor
Secretario
Presente

CIRCULAR Nro. 39
Ref. Entrega de Camillas con Inmovilizador

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted con relación al tema de referencia a fin de hacerle saber que, dentro del marco de medidas implementadas por el Consejo Directivo para facilitar a las entidades la práctica y desarrollo del juego, se ha dispuesto la entrega de una Camillas con Inmovilizador de primera calidad.-


Como los clubes saben, desde hace varias temporadas esta Unión ha conformado un "Fondo Solidario" propio para hacer frente al pago de las franquicias no abonadas por el sistema de reintegro de gastos por lesiones administrado por la U.A.R. -. Teniendo en cuenta el saldo acumulado y cubriendo acabadamente las previsiones de uso para la presente temporada, se ha resuelto realizar la compra de estas camillas con la diferencia acumulada y, de esa forma, devolver a los jugadores lo aportado con un elemento de emergencias de calidad y a disposición de todos.-

Las mismas deberán ser retiradas por el depósito de la firma proveedora, "Electrotécnica Fiorino", previa comunicación con el Sr. Claudio Zárate al 4581-3700 a fin de coordinar el día y la hora de la entrega.-

A tal fin, se deberá presentar el Vale Identificador, que se adjunta, para retirar la Camilla con Inmovilizador .-

Sin más, saludamos a Usted muy atentamente


José Conde
Tesorero


Carlos Righi
Secretario



Unión de Rugby de Buenos Aires

U.R.B.A. - Pacheco de Melo 2120 (1126) Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858 Fax: (011) 4806-9933
e-mail: melo2120@urba.org.ar

VALE PARA RETIRAR UNA CAMILLA y UN INMOVILIZADOR

VALE Nro.

CLUB.....

Nota: Comunicarse con "Electrotécnica Fiorino al 4581-3700 (At. Sr. Claudio Zárate) a fin de coordinar el retiro de la camilla e inmovilizador.-

Descripción:

- a) Tabla larga de inmovilización, modelo **SPINAL** de 1,80 x 0,40 x 0,018 m, de multilaminado fenólico de primera calidad (**8 capas compensadas**), **traslúcida a RX, CT y MRI** con calados (para inmovilizador cervical y piernas en forma individual), terminación plastificado en barniz marino, con tres juegos de cinturones de fijación
- b) Inmovilizadores latero-cervicales, **HIS HEAD INMOBI SYSTEM ECONOMY**, construido en espuma de poliuretano de densidad especial, impermeable y atóxico **sin recubrimiento (material crudo)**, **color naranja semimate**, cara interior cóncava, cara exterior convexa, orificios pasantes a nivel de oídos, traslúcida a RX, CT y MRI.